


ELETTROCARDIOGRAFO 3/6/12 CANALI



ELETTROCARDIOGRAFO 3/6/12 CANALI

EC-12RT


- Costruzione compatta 250x174x65 mm
- Dispositivo di facile utilizzo
- Stampa e manutenzione economicamente vantaggiosa
- Visualizzazione 3/6/12 canali su Monitor TFT a colori 5,6"
- Tastiera alfanumerica, Hotkey per funzioni importanti
- Stampante termica ad alta risoluzione 110mm
- Memoria interna fino a 500 ECG
- Modalità Aritmia per risparmiare carta
- Riconoscimento pacemaker
- Protezione da scariche di defibrillazione
- Interfacciamento USB a Stampante Laser o PC (Sw Cardiospy)



EC-12RT



L'EC-12RT è un elettrocardiografo ECG portatile di alto profilo con stampante termica e Monitor TFT a colori. Il piccolo, leggero e compatto dispositivo, l'ampio display da 5,6", la tastiera alfanumerica e le diverse funzioni extra rendono facile l'esecuzione dell'ECG. I sofisticati filtri e amplificatori assicurano una registrazione ECG di alta qualità. L'EC-12RT è la combinazione perfetta di un Elettrocardiografo convenzionale e PC-ECG da collegare a un computer tramite porta USB, in questo modo tutti dati del paziente possono essere trasferiti nel software **Cardiospy®** e in un database.



4. Vág street Debrecen 4031 Ungheria
Tel: + 36-52-310-128 Fax: + 36-52-412-023
medical@labtech.hu www.labtech.hu

Distributore Italia
INFOMEDICAL srl

Via G. Puccini, 48 - 90144 Palermo
Tel. + 39 091 6814699; Fax: + 39 091 6834937
info@ismad.it www.ismad.it

Distribuito da: