

# Sistema Holter Combinato 3H/ABP (Bluetooth)



 Bluetooth™

# SISTEMA HOLTER 3 CANALI CON ABP

## EC-3H/ABP

- Registrazioni Full-Disclosure ECG Ambulatoriale e ABP
- 3 Canali ECG indipendenti
- Misurazioni ABP Oscillometriche
- Analisi Pacemaker su canale indipendente
- Pulsante Event-Marker paziente
- Software facile da usare
- Classificazione veloce dei QRS e analisi del Ritmo  
HRV, ST, QT, PM, Analisi ABP e AF
- Grafici e Tabelle con Colori Codificabili
- Varie Funzioni di Editing e Stampa
- Funzionamento a batterie ricaricabili o monouso




## EC-3H/ABP



La EC-3H/ABP combina un Holter ECG a 3 canali e un monitor ambulatoriale della pressione arteriosa. Il QRS e PM possono essere rilevati con alta precisione, mentre il modello e l'analisi del ritmo possono essere modificati interattivamente dall'utente. Questo software facile da usare fornisce risultati di alta qualità HRV del tempo e della frequenza, QT, ST, PM, ABP e AF. La trasparenza e l'interpretazione dei risultati sono aiutati da diversi grafici e tabelle a colori.

Il software offre una vasta gamma di lingue a scelta dell'utente. Il dispositivo misura accurate e complete letture sistoliche e diastoliche, frequenza cardiaca, pressione arteriosa media, BP carico e pressione d'impulso. Il software integrato può essere utilizzato in ambiente di rete LAN con un database comune per l'intera famiglia di prodotti ECG Holter.



The screenshot shows a data table with columns for 'Time', 'Systolic', 'Diastolic', 'Mean', 'HR', 'Pulse', 'Status', and 'Remarks'. The table contains multiple rows of data, with some cells highlighted in red.

Time	Systolic	Diastolic	Mean	HR	Pulse	Status	Remarks
01:00	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:05	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:10	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:15	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:20	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:25	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:30	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:35	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:40	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:45	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:50	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
01:55	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:00	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:05	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:10	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:15	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:20	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:25	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:30	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:35	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:40	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:45	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:50	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
02:55	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria
03:00	130	80	93	75	55	OK	ambulatoria

Distribuito da:



4. Vág street Debrecen 4031 Ungheria

Tel: + 36-52-310-128 Fax: + 36-52-412-023

medical@labtech.hu www.labtech.hu

Distributore Italia

**INFOMEDICAL srl**

Via G. Puccini, 48 - 90144 Palermo

Tel. + 39 091 6814699; Fax: + 39 091 6834937

info@ismad.it www.ismad.it